

## **ADMINISTRACIÓN DE HIDRATACIÓN IV UTILIZANDO UN CONTROLADOR DE FLUJO**

### **EMPEZANDO**

- Use un área de trabajo limpia.
- Límpiense bien las manos.

### **REÚNE TUS SUMINISTROS**

- Bolsa de hidratación
- Tubo IV con controlador de tasa de flujo
- Portasueros
- Jeringas de lavado: solución salina (tapa blanca), heparina (tapa amarilla o azul)
- Tapón de hisopo naranja
- Toallitas de alcohol
- Contenedor de basura
- Guía de alfombrilla SASH

### **INSPECCIONE LA BOLSA DE HIDRATACIÓN**

- Verifique la etiqueta en la bolsa de hidratación.
- Verifique el nombre correcto del paciente, el nombre correcto del medicamento.
- Revise la fecha de descarte del medicamento.
- La bolsa de hidratación no debe tener fugas ni decoloración. Llame a la farmacia tocante problemas con la bolsa de hidratación o etiquetas incorrectas.

### **PREPARE SU TUBERÍA IV**

- Retire el tubo intravenoso de su paquete. Cierre la abrazadera en el tubo.
- Coloque la bolsa de hidratación sobre una superficie plana y limpia.
- Retire la pestaña de la bolsa de hidratación.
- Retire la cubierta de la espiga del tubo (NO toque el extremo).
- Clave la bolsa empujando y girando el extremo del tubo dentro de la bolsa. Asegúrese de que la punta llegue al líquido de la bolsa y tenga cuidado de no perforar la bolsa.
- Cuelgue la bolsa de hidratación IV en el portasueros. Apriete suavemente la cámara de goteo para llenarla hasta la mitad de líquido (NO la llene en exceso).
- Gire el dial del tubo intravenoso a "OPEN". Abra la abrazadera para cebar el tubo (llenar el tubo con líquido). Cuando el líquido llegue al final del tubo, cierre la abrazadera.



- Ajuste el dial del tubo para establecer la tasa correcta para su infusión intravenosa (su tasa aparecerá en la etiqueta).

## INFUSIÓN DE HIDRATACIÓN A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO SASH COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

### 1. Enjuague su línea IV con solución salina (S)

- Si corresponde, suelte la abrazadera de su catéter intravenoso y/o extensión.
- Retire la tapa de alcohol del extremo de su catéter intravenoso.
- Frote el conector sin aguja de su catéter intravenoso con una toallita de alcohol durante al menos 15 segundos y déjelo secar al aire.
- Retire la tapa protectora de la jeringa de lavado con solución salina. NO toque la punta de la jeringa después de quitar la tapa. Saque el aire y algunas gotas del exceso de solución sujetando la jeringa con la punta hacia el techo y empujando el émbolo hacia arriba.
- Conecte la jeringa de lavado con solución salina al conector sin aguja de su catéter intravenoso empujando y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien sujeto.
- Enjuague su catéter intravenoso usando un método de "empuje/pausa".
- Retire y deseche la jeringa de lavado con solución salina en un contenedor de basura.
- Si se encuentra resistencia al intentar descargar, verifique que la abrazadera esté abierta. Si aún encuentra resistencia, llame a su enfermera.



### 2. Administrar Medicamentos (A)

- Frote el conector sin aguja de su catéter intravenoso con una toallita de alcohol durante al menos 15 segundos y déjelo secar al aire.
- Retire la tapa protectora del tubo intravenoso.
- Conecte firmemente el tubo intravenoso al conector sin aguja de su catéter intravenoso empujando y girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien sujeto.



- Asegúrese de que su dial de infusión esté configurado en la velocidad correcta, luego abra la abrazadera del tubo intravenoso.
- Verifique su infusión constantemente para asegurarse de que esté funcionando correctamente.
- Una vez que se haya infundido la dosis prescrita, cierre la abrazadera del tubo intravenoso y desconéctelo de su catéter intravenoso. Deseche todo el equipo en un contenedor de basura.

### 3. Enjuague su línea IV con solución salina (S)

- Siga el paso 1 anterior comenzando en el tercer punto.

### 4. Enjuague su vía con heparina (H)

- Siga el paso 1 anterior comenzando en el tercer punto, usando heparina en lugar de solución salina.
- Coloque la tapa del hisopo naranja si se indica.
- Cierre la abrazadera de su catéter IV y/o conjunto de extensión IV, si está indicado.



#### ***\*SI TIENE DOS PUERTOS EN SU CATÉTER IV...***

- *Asegúrese de enjuagar cada puerto al menos una vez al día. Complete la parte (SH) del procedimiento (SASH) en el puerto del catéter intravenoso no utilizado enjuagando con solución salina y luego con heparina como se indicó anteriormente.*

#### ***\*\*SI SU HIDRATACIÓN/ MEDICAMENTOS ES CONTINUO Y DURANTE MÁS DE 24 HORAS...***

- *Nunca necesita enjuagar con heparina, solo necesita enjuagar con una jeringa de solución salina entre cada dosis.*